


Технический паспорт



*Профессиональный
педикюрный аппарат*

PRIMUS



1. Сетевой выключатель
2. Клавиша увеличения скорости вращения фрезы
3. Клавиша Пауза / Режим ожидания
4. Клавиша уменьшения скорости вращения фрезы
5. Клавиша переключения направления вращения фрезы (реверс)
6. Клавиша памяти 1 (память скорости вращения)
7. Клавиша памяти 2 (память скорости вращения)
8. Клавиша памяти 3 (память скорости вращения)
9. Клавиша уменьшения подачи спрея
10. Клавиша включения / выключения подачи спрея
11. Клавиша увеличения подачи спрея
12. Гнездо для подключения ножной педали управления на задней панели аппарата
13. Резервуар с жидкостью для спрея
14. Съёмные колпачки резервуара с жидкостью для спрея
15. Переключатель Пауза / Режим ожидания на ручке мотора
16. Гарнитура подключения ручки мотора
17. Держатель для ручки мотора
18. Дисплей.
19. Предохранитель на задней панели аппарата

Благодарим вас за приобретение профессионального педикюрного аппарата **PRIMUS**. Данный аппарат сконструирован и изготовлен в соответствии с требованиями Директивы по медицинским приборам 93/42 ЕЕС и последующих поправок к ней, что является гарантией соответствующего качества и надежности данного аппарата. Настоящий аппарат предназначен для выполнения медицинского и/или косметического ухода за ногами. К работе с данным аппаратом допускается только квалифицированный персонал, имеющий соответствующую подготовку. Производитель и Продавец не несут ответственность за причинение материального ущерба или получение телесных травм в результате несоблюдения условий эксплуатации .

УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым использованием аппарата

1. Внимательно ознакомьтесь с данным техническим паспортом и сохраните его для дальнейшего использования.
2. Удостоверьтесь, что аппарат не имеет повреждений.
3. Сохраните коробку и упаковочные материалы на случай возврата аппарата при обнаружении неисправностей. Во время транспортировки оригинальная упаковка обеспечивает более надежную защиту.

Запрещается включать аппарат:

- при наличии повреждений электрического кабеля или штепсельной вилки;
 - при обнаружении наружных повреждений;
 - если резервуар жидкости для спрея не наполнен или не установлен
4. Перед вводом в эксплуатацию проверьте комплектность поставки и соответствующее напряжение сети (рабочее напряжение 230В/50Гц) в штепсельной розетке установленного образца
 5. Во время монтажа необходимо обеспечить установку аппарата на ровную поверхность, вентиляционные щели на задней стенке аппарата должны быть открыты. Сзади аппарата должно быть достаточно свободного места, чтобы обеспечить требуемую циркуляцию воздуха. Аппарат должен быть установлен в сухой среде при обычной температуре (запрещается установка в непосредственной близости от отопительных приборов или устройств, во время работы которых образуются струи пара или повышенная влажность).

Подготовка к работе

1. Освободите ручку мотора от защитной упаковки и вставьте ее в держатель (17).
2. **Наполнение резервуара жидкостью:**
Резервуар (13) необходимо взять двумя руками за края и аккуратно выдвинуть из корпуса аппарата. Снимите один из винтовых колпачков (14) резервуара и заполните резервуар специальной жидкостью. **Не используйте** воду из-под крана. Не заполняйте резервуар жидкостью до упора, оставьте приблизительно 1-2 см от края. Закройте резервуар(13) колпачком (14) и аккуратно установите его в прежнее положение.
3. **Включение аппарата:**
Убедитесь, что сетевой кабель надежно закреплен в разьеме и оснащен штепсельной вилкой, подходящей для евро-розетки. Вставьте вилку в розетку. Включите аппарат нажатием сетевого выключателя (1). Загоревшийся дисплей и голубая подсветка резервуара с жидкостью означают, что аппарат готов к работе.



Цифра “НОЛЬ” будет высвечиваться на дисплее до тех пор, пока не будет совершена настройка количества оборотов. Интенсивность спрея по умолчанию находится на уровне 50%. На дисплее это отражается с помощью диаграммы. Стандартные настройки также подразумевают правостороннее вращение насадки (обозначение «треугольник» на дисплее указывает направо).

4. Установка/Замена вращающегося инструмента

Для установки или замены вращающегося инструмента убедитесь, что работа аппарата остановлена. Ручка мотора снабжена современным зажимным механизмом "quick-grip" (быстрый зажим), использующим центробежную силу. Не требуется совершать дополнительных движений, чтобы открыть или закрыть зажим.

Фрезу следует протолкнуть в держатель до упора. Используйте только **фрезы с диаметром стержня - 2,35 мм!** Чтобы извлечь вращающийся инструмент, просто вытяните его из держателя фрез (предварительно остановите работу аппарата!).

Внимание: *Никогда не используйте вращающиеся инструменты, которые имеют повреждения или нарушенную центровку. Поставщик рекомендует использовать преимущественно легкие фрезы малого диаметра, чтобы максимально увеличить срок службы аппарата. Соблюдайте скоростные режимы и не превышайте скорость вращения, предусмотренную изготовителем фрез.*

Обратите внимание, *что работа фрезами большого диаметра, особенно на резиновой основе, допускается на скорости не более 10.000 об/мин. Работа тяжелыми фрезами на более высоких скоростях приводит к биению фрезы, быстрому износу цангового механизма, подшипников, повреждению фрез, что может привести к дорогостоящему платному ремонту.*

При работе используйте защитные очки или маску для предупреждения несчастного случая.

5. Установка числа оборотов

Возьмите ручку мотора из держателя. Теперь Вы можете выбрать желаемую скорость нажатием кнопки (2). Две большие цифры на дисплее отображают число оборотов в ХХ-тысячах об/мин. Изменяйте скорость вращения начиная с 2.000 об/мин каждым нажатием на 500 об/мин.

Увеличение скорости вращения происходит:

От 2.000 до 10.000 об/мин - ступенчато по 500 об/мин

От 10.000 до 20.000 об/мин - ступенчато по 1.000 об/мин

От 20.000 до 50.000 об/мин - ступенчато по 2.000 об/мин

При длительном нажатии клавиши (2) можно быстро изменить скорость вращения фрезы. При нажатии клавиши (4) происходит обратное возвращение к исходной скорости.

6. Сохранение в памяти величины числа оборотов / функция «Память»

Частоту вращения, выбираемую кнопками (2) или (4), можно сохранить в памяти аппарата длительным нажатием (не менее трех секунд) одной из клавиш памяти (6, 7, 8). Например, с помощью M1 записать низкое число оборотов для крупных фрез, с помощью M2 среднее число оборотов для средних фрез и с помощью M3 высокое число оборотов для небольших фрез. По умолчанию Изготовитель задает следующие заводские установки:

M1 = 8,000 об/мин,

M2 = 15,000 об/мин,


M3 = 26,000 об/мин.



Данные установки можно изменить, как описано выше.

7. Направление вращения Вправо / Влево (реверс)

Заданное стандартное направление вращения – по часовой стрелке (вращение вправо), на дисплее показано стрелкой. Нажатием кнопки (5) направление вращения можно изменить. Перед тем, как изменить направление вращения, мы рекомендуем выключить прибор или уменьшить скорость вращения по крайней мере до 10.000 об/мин. Не переключайте направление вращения на высокой скорости, так как это создает перегрузку мотора.



8. Функции режима ожидания

Клавиша (3) обеспечивает переход между режимами Пуск / Пауза. Клавиша выполняет пуск всех функций : вращения фрезы и подачи спрея на заранее установленной скорости. Установленные Вами настройки скорости вращения и мощности спрея сохраняются в неизменном виде, пока прибор находится в режиме ожидания. Индикатор установленной скорости и мощности спрея мигают на дисплее. Повторным нажатием кнопки (3) аппарат запускается в действие с прежними настройками. Та же функция выполняется с помощью выключателя (15) на основании ручки мотора.




9. Настройки подачи спрея

По умолчанию в аппарате роdoTRONIC PRIMUS установлены заводские настройки, согласно которым мощность подачи спрея составляет 50%. Чтобы увеличить подачу, используйте кнопку (11), чтобы уменьшить - кнопку (9). Увеличение или уменьшение подачи спрея регулируется пошагово по 10%.

10. Режим ожидания для функции спрея

Кнопка (10) обеспечивает переход между режимами Пуск / Пауза для для функции Спрей. В режиме Паузы для спрея основной компрессор продолжает работать, из вместо струи спрея из ручки мотора выдувается воздух. Заданная интенсивность подачи спрея сохраняется, пока аппарат находится в режиме ожидания. Повторное нажатие кнопки (10) активирует подачу спрея. Настройки мощности спрея, сохраненные в режиме ожидания, отображаются мигающей диаграммой, а также в процентах на дисплее, пока функция спрея находится в режиме ожидания.

11. Педаль управления (по дополнительному заказу)

В качестве дополнительного устройства можно приобрести ножную педаль управления (ВКЛ/ВЫКЛ). Педаль может быть напрямую подсоединена через вывод для подключения (12) на задней панели аппарата. При подсоединении педали на дисплее появляется изображение  и отражается текущее число оборотов.

При подсоединении ножной педали управления аппарат начинает работу с заданными значениями для числа оборотов и количества подачи жидкости. В случае подключения педали устройство регулирования скорости позволяет медленно и осторожно увеличивать скорость до нужной величины.

Заданное число оборотов, которое можно задать, нажимая клавиши (10)+(12), служит в качестве "предустановки" для максимального значения. Таким образом, выбор скорости ограничен числом оборотов, отображенном на дисплее, иными словами, вы выбираете максимально возможную скорость (50.000 об/мин) нажатием кнопки (12) для того, чтобы иметь возможность доступа ко всему ряду скоростей. Когда вы убираете ногу с ножной педали управления, вращение насадки и подача жидкости прекращаются.



12. Предохранитель

Предохранитель находится на задней части прибора. Чтобы заменить его, выньте патрон предохранителя с помощью отвертки и вставьте новый предохранитель, соответствующий следующим параметрам:

T 0,8 A (для сети 115 В: T1,6 A).

13. Защита ручки мотора от перегрузки

Если микро мотор свыше 5 секунд подвергается значительной перегрузке, то электронная система защиты от перегрузок отключает питание, в результате чего микро мотор и подача жидкости останавливаются.

На дисплее появляется предупреждающая надпись «**HANDPIECE OVERLOAD**» («**ПЕРЕГРУЗКА РУЧКИ МОТОРА**»):



Примерно через 8 секунд надпись исчезает, и аппарат переходит в режим ожидания.

14. Указания по очистке держателя фрез

Если держатель фрез засорился и вследствие этого не обеспечивает надежного удержания вращающегося инструмента, или если вращающийся инструмент не вставляется в держатель фрез на всю длину, то необходимо прочистить держатель фрез, следуя рекомендациям:



В комплект поставки входит спиральное сверло с рукояткой, с помощью данного сверла можно выполнить очистку.



Аккуратно вставьте сверло в отверстие держателя фрез, поворачивая его по часовой стрелке, а затем также аккуратно вытащите его. Повторите эту операцию несколько раз до полного очищения держателя фрез. Этот метод очистки гарантирует аккуратное удаление загрязнения без повреждения держателя фрез. Повторите операцию несколько раз.

Внешнюю поверхность ручки мотора можно продезинфицировать, протерев ее влажной салфеткой. Не используйте чистящие средства. Используйте специальные средства.

15. Инструкции по соблюдению техники безопасности

1. Не проводите никаких ремонтных операций, когда прибор находится в режиме работы.
2. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию обязательно выньте штепсельную вилку!
3. Настоятельно рекомендуется выполнять работы по техническому обслуживанию или ремонт в специализированном сервисном центре, имеющим разрешение на оказание подобных услуг. Используйте только оригинальные запасные части.

16. Условия гарантийного обслуживания

Срок действия гарантии составляет 12 месяцев от даты приобретения аппарата потребителем. Дата покупки должна быть подтверждена соответствующим документом о покупке и заполненным гарантийным талоном. Допустим обычный износ, например, шарикоподшипников, угольных щеток двигателя и держателя фрез. В рамках гарантии производится бесплатный ремонт поврежденного аппарата у официального представителя компании-продавца.

Гарантия утрачивает свою силу, если установлено, что неисправность является результатом ненадлежащей или неправильной установки или использования, несоблюдения инструкций, указанных в руководстве по эксплуатации, воздействия внешних сил или вследствие несанкционированного ремонта или модификации. Гарантия ограничивается ремонтом. Другие гарантийные обязательства не предоставляются. Если установлено, что неисправность не подлежит устранению за счет гарантийных обязательств или при окончании гарантийного периода диагностика и ремонт выполняются за счет клиента.

17. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации аппарата

Транспортировка аппарата допустима только при наличии оригинальной упаковки изготовителя.

Температура транспортировки и хранения: + 5°C - +50°C

Рабочая температура: +10°C - +40°C

Допустимая относительная влажность: максимум 90% без конденсации.

18. Технические характеристики

Напряжение: 230В/ 50 Гц (возможно 115В/ 60 Гц)

Мощность: макс. 105 Вт

Микро мотор: 2,000 - 50,000 об\мин.

Размеры контрольного

Устройства (сверло): (длина х высота х толщина) 245 х 140 х 225мм

Размеры ручки мотора: длина = 140mm, толщина=16-22mm

Емкость резервуара: приблизительно 350 мл.

Вес: 3,6 кг

Предохранитель: Т 0,8 А (медленного действия) (при 115В сети: Т 1,6 А)

Класс изоляции: 2  Тип Б 

Комплектность поставки:

- Аппарат;
- Ручка мотора (2,000 - 50,000 об/мин)

Дополнительные опции:

- Педальный переключатель (тов. номер 0100.0546)
- Ножная педаль (тов. номер: 0100.0540)