

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ.

ОСНОВНОЙ САЙТ

Главная. Ремонт, продажа диодных лазеров. Запчасти для аппаратов.

Добрый день! В данном разделе сайта представлены различные запасные части, которые в наличии. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР запасных частей под заказ, скидки для постоянных клиентов.

Если нужна консультация, то переход в ватс апп [whats app](#) .

На фотографиях ниже запасные части, ссылки на видео и краткое описание.

На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 600 ватт 6 бар , лазерный излучатель, диодный стек 600 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 600 ватт адсс amig-x . Данный стек пригоден для лазера adss fg2000b, fg2000d.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 500 ватт 10 бар , лазерный излучатель, диодный стек 500 ватт производителей LST, DVS, HT, COE, HR. Макро канальная диодная матрица 500 вт 10 бар стоит в аппарат ozero khanka pioner, stelle laserDPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2), adss fg2000b.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро канальная диодная матрица, диодная сборка для аппарата золлазер, zollaser, кирс 144 (kiers 144) мощностью 600 ватт 6 бар..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро канальная диодная матрица, диодная сборка для аппарата Хонкон (Honkon) мощностью 800 ватт 8 бар. Так еще бывает 12 бар 1200 ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро канальная диодная матрица, диодная сборка мощностью 800 ватт. Слева 16 бар, посередине 8 бар и справа 8 бар. Это пример , что даже одна мощность диодного стека может выглядеть конструктивно по разному.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ОРИГИНАЛЬНАЯ макро канальная диодная матрица, диодная сборка для аппарата adss fg2000b, fg2000d мощностью 600 ватт 6 бар.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро каналные диодные матрицы, диодные сборки одного производителя . В данном размере корпуса бывает 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро каналная диодная матрица, диодная сборка для аппарата pz laser мощностью 500 ватт 10 бар.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтры для кирс 144 (kiers 144).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтры для лазеров ozero khanka ok01 и pioneer.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 200 ватт 4 бара , лазерный излучатель, диодный стек 200 ватт LST, DVS, HT, COE, HR, диодная матрица данной мощности стоит в самых простых аппаратах.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 350 ватт 7 бар и есть 400 ватт 8 бар , лазерный излучатель, диодный стек 350 ватт LST, DVS, HT, COE, довольно редкая модель.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 600 ватт 12 бар , лазерный излучатель, диодный стек 600 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 600 ватт .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 250 ватт 5 бар , лазерный излучатель, диодный стек 250 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 250ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 300 ватт 6 бар , лазерный излучатель, диодный стек 600 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 300 ватт .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера Хонкон 1200кк.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр с полипропиленом для очистки воды диодного лазера **STELLE LASER** DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера Хонкон 1200кк.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера Хонкон 1200кк.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр с ионной смолой для очистки воды диодного лазера
STELLE LASER DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2,
ALD-2.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера для производителя KEY LASER k18, k20, k19, k21, k800, k22K808, K810, K808pro, UNTLASER.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Меняется 1 раз в 3 месяца.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера Honkon (Хонкон) 1200кк 800кк 808.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы фотоэпилятора, elos, ipl.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного фото эпиляции .
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера Honkon (Хонкон).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера stelle laser. Примеры аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера key laser.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый держатель ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый держатель ручки, манипулы фото эпилятора, ipl, elos.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фитинг ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Такой же используется для залива воды.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже шнур ручки стронг Strong 90/120, Strong 207b, Strong 120, Strong H150, Eve&Touch 7, Eve&Touch 9, Ocius EFS, QP 800 Nail Filling System, Strong 105L, Brilliant B160, Strong 793/102L, Strong 210/120, Strong 90/102, Strong 207A/120, Strong 102 L, Strong 105L, Strong 107II, .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧКА ДИОДНОГО ЛАЗЕРА. Поможет удешевить ремонт известных аппаратов)

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже масляный фильтр для kim 8 Slimming System, SA-B05, SA-6048, KIM-8, WL919S, SA B05, AURO, K10, RS-08, ким8, MS-54D1.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже щетки lpg. Графит подходит ко многим моделям аппаратов LPG.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже реле диодного лазера. Из-за него бывают проблемы с охлаждением воды в некоторых аппаратах.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже трансформатор маникюрного аппарата strong210 (стронг 210).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже серая педаль. Возможно поставить в аппарат для маникюра, блок машинки для татуажа, использовать в лазере для удаления тату..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже экран для kim 8 Slimming System,SA-B05,SA-6048. Монитор (дисплей, экран, тацскрин, табло) для KIM-8,WL919S,SA B05,AURO,K10, RS-08, ким8, MS-54D1. На фото один из вариантов. Например только в ким8 - 3 варианта расположения шлейфов. ВНАЛИЧИИ ТАК ЖЕ ТАЧСКРИНЫ, СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ДИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже желтая кварцевая УФ трубка ручки фото эпилятора pve2020, dflaser. В аппаратах IPL стоят разные размеры по длине и диаметру. Например в ручку pe2020 диаметром 13 мм, но это размер подходит не для всех ручек. Я советую при транспортировке зимой сливать воду из аппарата.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже призма ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Для ручки как на фото ниже бывает 2 варианта по длине. Перед заказом нужен точный размер.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже разъем аппарата фото эпиляции, диодного лазера. Обычно меняется из-за подгоревших контактов.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже призма ручки , манипулы диодного лазера DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже мембрана компрессора ким8. Иногда лопается 1 из 2 в компрессоре.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии радиатор диодного лазера, аппарата криолиполиза и другого
косметологического оборудования.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запасная мембрана помпы диодного лазера Honkon, ozero khanka, keylaser и других. Частая проблема- капает из под помпы , водяного насоса диодных лазеров.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже наконечник для зоны ушей, носа диодного лазера Хонкон (Honkon).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже излучатель ручки кавитации косметологического комбайна ким8.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже моторчик манипулы аппарата lpg v8c1, v8c+.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже водяная помпа для диодного лазера. В данном случае есть на 12 и 24 вольта. Подходит для лазерных аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже мотор воздушного потока, двигатель пылесоса педикюрного аппарата мощностью 300 ватт. Подходит для аппаратов для педикюра с пылесосом подомастер, подотроник (podomaster, podotronic).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элементы Пельтье ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D нового образца. Если ручка диодного лазера перестала охлаждать - одна из причин выход элементов Пельтье. Так же во время ТО раз в год следует менять термопасту. В ручке 1200 ватт стоит элемент Пельтье чуть большего размера.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элементы Пельтье ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D старого образца. Если ручка диодного лазера перестала охлаждать - одна из причин выход элементов Пельтье. Так же во время ТО раз в год следует менять термопасту.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже погружная помпа , водяной насос для неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ксеноновая лампа элос эпилятора, ipl, elos ТОЛЩИНОЙ 9 ММ (отмечу, что стандартные толщиной 7 мм). Довольно редкая лампа фото эпилятора так же есть в наличии.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже радиатор неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже подшипники berthold sx35, gerlach technic.

ссылка на <https://www.youtube.com/shorts/OgJ6P4YEWDY>youtube .



На фотографии ниже элементы Пельтье tec1-6308 ручки фото эпилятора magneto 360 и других. . Размер 40*20 мм.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже элементы Пельтье ручки фото эпилятора dflaser, pve2020 . Размер 40*20 мм, но не стандартная толщина. В наличии детали от завода ADSS.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже электронная плата управления лазера stelle laser. Примеры аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элементы Пельтье для ручки лазера stelle laser. Размер 30*30 мм. В наличии tec1-12706, tec1-12704, tec1-12705, tec1-12708, tec1-12709. Довольно популярный размер. Примеры аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже подшипники ручки маникюрной ручки. Подшипники подходят для наконечников ручек моделей: Strong 90/120, Strong 207b, Strong 120, Strong H150, Eve&Touch 7, Eve&Touch 9, Ocious EFS, QP 800 Nail Filling System, Strong 105L, Brilliant B160, Strong 793/102L, Strong 210/120, Strong 90/102, Strong 207A/120, Strong 102 L, Strong 105L, Strong 107II, Strong Aurora 210, Strong Aurora 102, Strong 210/107II, Brilliant, Brilliant B120/H151, marathon и других (в копиях и аналогах ручек могут быть подшипники других размеров, перед заказом рекомендуется сравнить размеры).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже черная педаль. Возможно поставить в аппарат для маникюра, блок машинки для татуажа, использовать в лазере для удаления тату.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже комплект подшипников ручки педикюрного аппарата. Комплект подшипников для ручки педикюрного аппарата с пылесосом.
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ВЫБИРАЦИЮ РУЧКИ - ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ. В продаже имеются запасные подшипники для педикюрных аппаратов немецкого производителя unitronic: Podomaster Classic, Podomaster MaxiJet 30, Podomaster Smart, Podolog Eco, Podolog Nova 2 3, Podomaster Professional, Podomaster TurboJet 40, Podomaster AquaJet 40, Feetlner Eco, Feetlner Flex, Feetlner Prime, ПОДОТЕХ 40, podotronic s30, podotronic s40, Podotech 30, Podotech 40, , Podomaster(подолог, подомастер, подотеч).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ксеноновая лампа ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Диаметр 6 мм, общая длина 140 мм, 130 мм по стеклу, расстояние 75мм между дугами. В некоторых лазерах бывает диаметром 7 мм. Если у Вас упала мощность, то нужно менять ксеноновую лампу в ручке лазера для удаления тату.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже белый датчик потока жидкости в диодном лазере. Данная деталь показывает, когда нет циркуляции по водяной системе диодного лазера. Отмечу, что если не будет циркуляции жидкости, то из-за перегрева выйдет из строя диодный стек, лазерный бар. В данном случае 3х-проводный.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже черный датчик потока жидкости в неодимовом лазере. Данная деталь показывает, когда нет циркуляции по водяной системе Nd:Yag лазера. Внутри стоит магнит с герконом. Отмечу, что если не будет циркуляции жидкости, то из-за перегрева выйдет из строя ручка лазера для удаления татуажа.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии кнопки для ручки аппарата фото эпиляции dflaser, pve2020 производителя косметологического оборудования в Китае компании ADSS.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже черное зеркало ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Иногда бывает проблемы с напылением, что не дает ручки неодимового лазера корректно работать.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже универсальная ручка неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Ручка содержит красный прицел, счетчик вспышек. Данная ручка без разъема - берется со старой ручки. Но подходит ко всем классическим аппаратам удаления тату.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже квадрон ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Внутри будет располагаться ксеноновая лампа, кристалл. Обычно проблемы с квадроном, если был перегрев ручки неодимового лазера и внутренний слой становится черным, а должен быть белым.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже Кристалл неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Частые проблемы: кристалл раскололся от удара, перегрева, испортилось напыление. Кристалл лазера для удаления тату имеет направление. При замене в ручке требуется юстировка (настройка пятна). Если нет фокусировки при работе ручки неодимового лазера - 99% проблема именно в кристалле .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элемент Пельтье тес-09512. Размер 40*30 мм.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже пластиковый ключ, для откручивания колбы отсека диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Сам производитель рекомендует иметь 2 ключа в наличии.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже белый датчик потока жидкости в неодимовом лазере. Данная деталь показывает, когда нет циркуляции по водяной системе Nd:Yag лазера. Внутри стоит магнит с герконом. Отмечу, что если не будет циркуляции жидкости, то из-за перегрева выйдет из строя ручка лазера для удаления татуажа.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже аварийная кнопка для косметологического аппарата. Выполняет роль выключателя питания.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже датчик скорости и температуры диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: фильтр для очистки воды.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для педикюрного аппарата. Полигон в полном сборе.

Запчасти для педикюрных аппаратов немецкого производителя unitronic: Podomaster Classic, Podomaster MaxiJet 30, Podomaster Smart, Podolog Eco, Podolog Nova 2 3, Podomaster Professional, Podomaster TurboJet 40, Podomaster AquaJet 40, Feetlner Eco, Feetlner Flex, Feetlner Prime, ПОДОТЕХ 40, podotronic s30, podotronic s40, Podotech 30, Podotech 40, , Podomaster(подолог, подомастер, подотеч)

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже насадка 1064нм неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже счетчик вспышек элос аппарата, неодимового лазера для карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже насадка 532nm неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже разъем ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже сенсорный экран косметологического комбайна kim8.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже щеточный мотор ручки педикюрного аппарата podolog есо, podomaster, podotronic и др..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже цанга, цанговый зажим для педикюрных аппаратов немецкого производителя unitronic: Podomaster Classic, Podomaster MaxiJet 30, Podomaster Smart, Podolog Eco, Podolog Nova 2 3, Podomaster Professional, Podomaster TurboJet 40, Podomaster AquaJet 40, Feetlner Eco, Feetlner Flex, Feetlner Prime, ПОДОТЕХ 40, podotronic s30, podotronic s40, Podotech 30, Podotech 40, , Podomaster(подолог, подомастер, подотеч).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пульт 3х моторного педикюрного кресла.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже экран для kim 8 Slimming System,SA-B05,SA-6048. Монитор (дисплей, экран, тачскрин, табло) для KIM-8,WL919S,SA B05,AURO,K10, RS-08, ким8, MS-54D1.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ручка диодного лазера padss fg2000b, fg2000d 600 ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фитинги для ручки диодного лазера.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже насадка 1320 нм неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже помпы косметологических аппаратов.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ручка лазера для удаления татуажа, карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже щеточный мотор ручки педикюрного аппарата podolog есо, podomaster, podotronic и др..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже UK Лампы для фото эпилятора IPL, elos. 500000-1000000 выстрелов. Популярны размеры ламп:IPL:7*50*90, 7*65*125, 7*50*110, 7*65*130.

ссылка на [youtube](#) .

HPL, 500w, HD-8280-D16, HD-K280-D16, COE-VA01-A12C-500W, HD, HD-8A48-D08B, 808-HD-500W, (DVS-500AI), DVS-MS-1003BAI, DVS-1010HAI, DVS-MS-1005BAI, DVS-ML-1012BAI, DVS-ML-1008BAI, 500W, 10bars, DVS-1012AI, 600W, 12bars, 808nm, GTHM-800, 300W, 500W, 600W, 800W, 1000W, dvs-1010ai, dvs-1012ai, dvs-1016ai, HPL500, LT-0016, HR10500, DVS-1010AI, HT10500, LST-1010AI, LSR-1010AI, LSR-3334AS, LSR-3255AS, LSR-3444AS, COE-21V, HR10200, 200w, 4*50W, HR10300, 250w, 5*50W, LST-L-1010AI, LST-L-1016AI, LST-L-1016BAI, MLJK, L-3334BAS, L-3444ASMLKJ, LST-L-1012BAI, LST-L-1012AI, LST-L-1010BAI, LST-L-3334BAS, LST-L-3255AS, LAS-1005AI, LAS-1008AI, LAS-1010AI, LAS-L-1010AI, LST-3255AS, HR10300, 300w, 6*50W, HR10400, HD-8AA6-1600W, DVS-3888BAS, 7*50W, HR10500, 500w, 10*50W, HR10600, 600w, 12*50W, HR10800, 800w, 16*50W, HR10600, 600w, 6*100w, HR10800, 800w, 8*100w, COE-VA01-A12C-0600QCW, DVS-ML-1008BAI, COE-VA01-A12C-600QCW, COE-VA01-A12C-500W, COE-VA01-B12E-0600QCW, COE-VA01-B36E-0600QCW, COE-VA01-A12C-0600QC, HR11000, 1000w, 10*100w, HR11200, 1200w, 12*100w, HR11600, 1600w, 16*100w, LST-3222BAS, LST-3123AS, LST-3123AS, DVS-1003BAI, DVS-1007A, DVS-1010AI, DVS-1007AI, DVS-1010AI, LST-1006AI, LST-1005AI, LST-1010AI, LST-1012AI, LST-1006BAI, LST-1016AIDVS-1012AI, DVS-1010BAI, LAS-1004AI, LAS-1006AI, LAS-1008AI, LAS-L-1016AI.DVS-L-1012BAI, DVS-L-1016AI, DVS-L-3466BARS, DVS-L-3655BAS, DVS-L-1016BAI, DVS-L-1016BAI, DVS-L-3345BAS, DVS-L-1006BAI, LT-13CH001200N, COE-22V, DVS-L-2408BAS